

PHENIX NANO

LA SOLUTION
PORTABLE ET
ERGONOMIQUE

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE
ET FONCTIONNELLE








PHENIX[®]
Care & Movement

PHENIX NANO

AMENEZ L'EXPERTISE ET LA TECHNOLOGIE PHENIX PARTOUT AVEC VOUS !

Le PHENIX Nano est la solution pour les physiothérapeutes qui pratiquent à domicile. Léger et compact, il embarque dans sa tablette les programmes et protocoles dont vous avez besoin en soins. Il allie expertise, simplicité d'usage, légèreté et mobilité pour une efficacité maximale du travail de rééducation en dehors du cabinet.



-  Transportable
-  Informatique intégrée
-  De 80 à 180 programmes configurables
-  Écran tactile
-  Interface simple et ergonomique

LES OPTIONS

POD universel

POD multipatient
(sur la version Nano Physio Uro)

Manomètre 1 voie



POD Universel



POD Multipatient



Manomètre 1 voie

LA SOLUTION MOBILE DE RÉÉDUCATION EN MOUVEMENT




L'assistant thérapeutique
Intégré à votre Nano vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient(e) en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !



Réduquer en mouvement

Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !



Qualité de l'électrostimulation et du biofeedback : la technologie PHENIX !

La pertinence de l'alliance d'une électrostimulation de qualité à un biofeedback optimisé permet d'accélérer la récupération sensorimotrice. La rééducation assistée par ce couple gagnant est plus efficace et permet d'inscrire le patient(e) dans un parcours de soin efficient.



POD Stimulation/Biofeedback

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



UNE UTILISATION SIMPLE ET EFFICIENTE

1 - Reportez les signes cliniques du patient via un QCM

2 - L'assistant propose un protocole global en ESF/BFB adapté à votre patient(e)

3 - Sauvegardez le protocole sur une fiche patient pour lancer les programmes de manière simple au fil des séances.



Destination

Le PHENIX Nano est un dispositif d'électrostimulation neuromusculaire et d'acquisition de signaux physiologiques indiqué dans la prise en charge des troubles de la statique pelvienne et de l'appareil locomoteur. Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.



Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le PHENIX Nano est un dispositif médical de classe IIB.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ VIVALTIS

www.vivaltis.com



VIVALTIS, CENTRE R&D EN PHYSIOTHÉRAPIE

Parc Euréka – 200 rue de Thor – 34000 Montpellier
Tél. : (33) 4 67 27 48 89 - Fax : (33) 4 67 27 15 49
E-mail : marketing@vivaltis.com

SASU ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION au capital de 249 520 €
Siret 42381946500034 APE 2660Z N°Intracommunautaire FR61423819465

Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'oeuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.